

# PRODUKTDATABLAD

## Mic-Key Målepind

Mic-Key Målepind er et måleredskab med ¼ cm-markering, som anvendes til enkelt og sikkert måltagning i forbindelse med anlæggelse af knapsonde.

Målepinden er udstyret med en ballon.



**Materialer:** Fremstillet af silikone.

**Indikation:** Anvendes til måltagning ved anlæggelse af knapsonde.

**Klassifikation:** Klasse: IIb

**Steril vare:** Steriliseret med ethylenoxid.

**Opbevaring:** Opbevares tørt ved stuetemperatur og uden direkte sollys.

**Holdbarhed:** Se datomærkning på emballagen.

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1122615	Mic-Key	Målepind	1 stk.	pk. á 1 stk.	98460

### For sundhedsfagligt personale