

PRODUKTDATABLAD

Dansac TRE Seal tætningsring

Dansac TRE er en ny tætningsring og en helt ny klæber. Tætningsringen har tre niveauer af hudbeskyttelse, hvor der især er fokuseret på den tredje egenskab:

1. Høj klæbeevne og formbar med sikker vedhæftning til huden samt nem aftagning efter brug
2. Har stor absorption af fugt og output uden at tabe af sammenhængskraft
3. Håndterer effektivt de hudskadelige enzymer, der er i outputtet fra stomien

Tætningsringen har en pH-buffer, der hjælper til at opretholde naturlig sund hud. Naturlig hud er svag syrlig med en pH-værdi på 4-6. Hvis fordøjelsesenzymerne kommer i kontakt med huden, kan de påvirke denne pH-værdi og dermed mulig nedbrydning af hudcellerne, som kan lede til hudirritation.

pH-buffere fremmer et hudvenligt miljø ved at skabe et fjendtligt miljø for fordøjelsesenzymerne under ringen.

Bemærk: ved varenr. 0392893 og 0392894 er hullet forskudt ifht. center af tætningsringen.



Indholdsstoffer/materiale:	CMC, polyisobutylene, pektin, PE fibre
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt og frostfrit. Undgå direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	2 år (5 år ved varenr. 0392893 og 0392894)
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Dansac TRE Seal tætningsring

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0392892	Dansac TRE Seal	tætningsring 2,3 mm, hul 18 mm	Ø 48 mm	Æske a 10 stk	072-48
0392893	Dansac TRE Seal	tætningsring, formbar, 3,0 mm, hul 30 mm	Ø 57,5 mm	Æske a 30 stk	071-30
0392894	Dansac TRE Seal	tætningsring, formbar, 3,0 mm, hul 40 mm	Ø 70 mm	Æske a 30 stk	071-40