

PRODUKTDATABLAD

Medicina Male hætte ENFit

Medicina Male hætte ENFit anvendes som lukning til ernæringssprøjter.

Medicina Male hætte er ENFit kompatibel.



Materialer:	Fremstillet af polypropylen. Fri for PVC, ftalater og latex.
Indikation:	Anvendes som lukning til ernæringssprøjter.
Klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Steriliseret med ethylenoxid.
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og uden direkte sollys.
Holdbarhed:	Se datomærkning på emballagen.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123075	Medicina	Male hætte ENFit	-	æske á 50 stk.	M158/1LD
1123079	Medicina	Male hætte ENFit	-	ps. á 8 stk.	M158/8LD

For sundhedsfagligt personale