

PRODUKTDATABLAD

Medicina Drainage, ENFit

Medicina Drainage ENFit enteral er en dræningspose, som anvendes ved sondeernæring til at fjerne overskydende luft fra ventriklen.

Dræningsposen fungerer som en ventil for overskydende luft samt sondeernæring under hydrostatisk tryk og fjerner smerte og ubehag hos patienten ved at reducere oppustethed og sure opstød.



Materialer:	Fremstillet af PVC, ABS og polypropylen. Fri for latex og DEHP.
Indikation:	Anvendes til voksne og pædiatrisk/neonatale patienter med tendens til overskydende luft i ventriklen.
Klassifikation:	Klasse: IIa
Steril vare:	Steriliseret med ethylenoxid.
Opbevaring:	Opbevares tørt og uden direkte sollys.
Holdbarhed:	5 år fra produktionsdatoen. Se datomærkningen på emballagen. Dræningsposen er til engangsbrug og kan anvendes i op til 24 timer.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123066	Medicina Drainage	Dræningspose, ENFit enteral	250 ml	æske á 25 stk.	MED250L

For sundhedsfagligt personale