

PRODUKTDATABLAD

Freka Reparationssæt PEG ENFit

Freka Reparationssæt anvendes til reparation af PEG ENFit.

Freka Reparationssæt fås i ch-størrelse 15.



Materialer:	Fremstillet af polydimethylsiloxan, bariumsulfat, polyoxymethylen, ABS, rustfrit stål, LD polyethylen, SEBS og PBT.
Indikation:	Velegnet til reparation af PEG ENFit.
Klassifikation:	Ila
Steril vare:	Ej steril.
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og uden direkte sollys.
Holdbarhed:	Se datomærkning på emballagen.
Bortskaffelse:	Følg lokale anvisninger.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1126448	Freka	Reparationssæt PEG ENFit	Ch 15	1 stk.	960022

For sundhedsfagligt personale