

PRODUKTDATABLAD

Vygon Nutrisafe 2, Flaskeadapter

Vygon Nutrisafe 2, Flaskeadapter er en hætte med lukning, som anvendes på medicinflasker med Nutrisafe 2 sprøjte ved administration af oral eller enteral indgift via Nutrisafe 2 ernæringssonde.

Vygon Nutrisafe 2, Flaskeadapter har en male konektor, som er kompatibel med female porten i Nutrisafe 2 sprøjter.



| | |
|------------------------|---|
| Materialer: | Fremstillet af polyethylen (PE). Fri for latex og DEHP. |
| Indikation: | Anvendes på medicinflasker med Nutrisafe 2 sprøjte ved administration af oral eller enteral indgift via Nutrisafe 2 ernæringssonde. |
| Klassifikation: | Klasse I |
| Steril vare: | Ikke steril. |
| Opbevaring: | Opbevares tørt ved temperaturer mellem 5-40°C og uden direkte sollys. |
| Holdbarhed: | 60 måneder fra produktionsdatoen. Se datomærkning på emballagen. |

Mediqs varesortiment:

| Varenr. | Varefamilie | Varebeskrivelse | Størrelse | Pakning | Reference |
|---------|-------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| 1123663 | Vygon Nutrisafe 2 | Flaskeadapter | 18 mm | æske á 20 stk. | 820.18 |
| 1123664 | Vygon Nutrisafe 2 | Flaskeadapter | 20 mm | æske á 20 stk. | 820.20 |
| 1123665 | Vygon Nutrisafe 2 | Flaskeadapter | 22 mm | æske á 20 stk. | 820.22 |
| 1123666 | Vygon Nutrisafe 2 | Flaskeadapter | 28 mm | æske á 20 stk. | 820.28 |

For sundhedsfagligt personale