

PRODUKTDATABLAD

Vygon Nutrisafe2, Forlængeslange

Vygon Nutrisafe2 Forlængerslange anvendes som forlængeslange til Nutrisafe2 ernæringssonde ved enteral ernæring for at give en større bevægelsesfrihed hos neonatale og pædiatriske patienter.

Forlængerslangen er udstyret med en hætte for at undgå kontaminering samt har en diameter på 1,5 x 2,5 mm, som passer til brystmælk og standard modermælkserstatning.



Materialer:	Fremstillet af PVC og TPE-E. Fri for latex og DEHP.
Indikation:	Anvendes som forlængeslange til Nutrisafe2 ernæringssonde ved enteral ernæring for at give en større bevægelsesfrihed hos neonatale og pædiatriske patienter. Genanvendelse kan forårsage fejl, allergisk reaktion eller bakteriel infektion.
Klassifikation:	Klasse IIa.
Steril vare:	Steriliseret med ethylenoxid.
Opbevaring:	Opbevares tørt ved temperaturer mellem 5-40°C og uden direkte sollys.
Holdbarhed:	Holdbar i 60 måneder fra produktionsdatoen. Se datomærkning på emballagen.
Bortskaffelse:	Produktet bortskaffes som plastaffald.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1183275	Vygon Nutrisafe2	Forlængerslange	-	Krt. á 50 stk.	368.102

For sundhedsfagligt personale