

PRODUKTDATABLAD

Vygon Nutrisafe2, ENFit adaptor

Vygon Nutrisafe2 ENFit adaptor anvendes ved enteral ernæring og muliggør kobling mellem female ENFit connector og male Nutrisafe2 connector. Eksempelvis kobling mellem den distale ende af et ENFit pumpesæt og Nutrisafe2 ernæringssonde.



Materialer:	Fremstillet af PVC. Fri for latex og DEHP.
Indikation:	Anvendes ved enteral ernæring og muliggør kobling mellem female ENFit connector og male Nutrisafe2 connector. Eksempelvis kobling mellem den distale ende af et ENFit pumpesæt og Nutrisafe2 ernæringssonde. Genanvendelse kan forårsage fejl, allergisk reaktion eller bakteriel infektion.
Klassifikation:	Klasse IIa.
Steril vare:	Steriliseret med ethylenoxid.
Opbevaring:	Opbevares tørt ved temperaturer mellem 5-40°C og uden direkte sollys.
Holdbarhed:	Holdbar i 36 måneder fra produktionsdatoen. Se datomærkning på emballagen.
Bortskaffelse:	Produktet bortskaffes som plastaffald.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1123669	Vygon Nutrisafe2	ENFit adaptor	-	Æske á 100 stk.	368.72

For sundhedsfagligt personale