

# PRODUKTDATABLAD

## ENFit kapsel til sondemadsflaske

ENFit kapsel anvendes til sondemadsflasker.

Tilbehør:

- Sondemadsflaske uden kapsel (1126425)
- Medicina, male hætte til alle ENFit LD (1123079)



**Materialer:** Fremstillet af polyethylen. Fri for PVC, ftalater samt latex.

**Indikation:** Anvendes til sondemadsflasker.

**Klassifikation:** Klasse: I

**Steril vare:** Ikke steriliseret.

**Opbevaring:** Opbevares tørt ved stuetemperatur og uden direkte sollys.

**Holdbarhed:** Til engangsbrug. Holdbar 3 år fra produktionsdatoen. Se datomærkning på emballagen.

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
1126426	ENFit kapsel	Til sondemadsflaske	1 stk.	ps. á 30 stk.	KA022ENFIT30X

### For sundhedsfagligt personale