

PRODUKTDATABLAD

Esteem™+ Moldable 1-dels colostomipose, vindue, beige

Esteem+ Moldable er en fleksibel, diskret, sikker og komfortabel colostomipose. Klæberen passer på både tør og fugtig hud og giver sikker vedhæftning, så den peristomale hud beskyttes.

Den modellerbare hudplade er enkel at bruge, da den formes med fingrene, og hverken kræver skabelon, måling af stomien eller tilklipning.

Posen tilpasser sig stomiens skiftende størrelser og form, og det højeffektive kulfilter lader hurtigt luft passere og fjerner lugt. Udført i et vandafvisende og hurtigtørrende materiale.

Har vindue på forsiden, som gør det let at inspicere stomien.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyethylen, thermoplastic, styrene, propylene, polyolefin, ester/olefin
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur
Holdbarhed:	5 år
Bortskaffelse vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Esteem™+ Moldable 1-dels colostomipose, vindue, beige

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0300240	Esteem+ Moldable	1-dels colostomipose, Midi, vindue, beige	20-30 mm Ø	Æske a 30 stk.	413509
0300242	Esteem+ Moldable	1-dels colostomipose, Large, vindue, beige	30-40 mm Ø	Æske a 30 stk.	413510
0300244	Esteem+ Moldable	1-dels colostomipose, X-Large, vindue, beige	40-50 mm Ø	Æske a 30 stk.	413511