

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura Mio Flex 2-dels Ileostomipose klæberkobling

Den elastiske klæber passer til individuelle kropsfaconer og giver en sikker vedhæftning over brok, ar og folder.

Den elastiske klæber, strækker sig med huden, når mavens form ændrer sig i takt med at kroppen bukkes og strækkes.

Den nye SenSura Mio er baseret på BodyFit Teknologien og vores menneskelige tilgang til udvikling.

Cirkel filter. Det unikke for-filter reducerer tilstopning og sikrer længere beskyttelse mod ballooning.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Kul, polyester, ethylen methylacrylat, acrylat klæber, EVA, PVdC, polypropyten, polyamid, PU, PP/PE, PE-skum
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	18 måneder
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	Bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må <u>ikke</u> skylles ud i toilettet.

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura Mio Flex 2-dels ileostomipose klæberkobling

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. Nr.
0340370	SenSura Mio Flex	2-dels ileostomipose, Midi, vindue, grå	35 mm ring	æske a 30 stk	11951
0340371	SenSura Mio Flex	2-dels ileostomipose, Maxi, vindue, grå	35 mm ring	æske a 30 stk	11952
0340372	SenSura Mio Flex	2-dels ileostomipose, Mini, vindue, grå	50 mm ring	æske a 30 stk	11961
0340373	SenSura Mio Flex	2-dels ileostomipose, Midi, vindue, grå	50 mm ring	æske a 30 stk	11962
0340374	SenSura Mio Flex	2-dels ileostomipose, Maxi, vindue, grå	50 mm ring	æske a 30 stk - krt a 12 æsker	11963
0340375	SenSura Mio Flex	2-dels ileostomipose, Midi, vindue, grå	70 mm ring	æske a 30 stk	11971
0340376	SenSura Mio Flex	2-dels ileostomipose, Maxi, vindue, grå	70 mm ring	æske a 30 stk	11972
0340377	SenSura Mio Flex	2-dels ileostomipose, Maxi, grå	35 mm ring	æske a 30 stk	11954
0340378	SenSura Mio Flex	2-dels ileostomipose, Maxi, grå	50 mm ring	æske a 30 stk	11965
0340379	SenSura Mio Flex	2-dels ileostomipose, Maxi, grå	70 mm ring	æske a 30 stk	11974
0340380	SenSura Mio Flex	2-dels ileostomipose, Maxi, klar	35 mm ring	æske a 30 stk	11953
0340381	SenSura Mio Flex	2-dels ileostomipose, Maxi, klar	50 mm ring	æske a 30 stk	11964
0340382	SenSura Mio Flex	2-dels ileostomipose, Maxi, klar	70 mm ring	æske a 30 stk	11973
0340422	SenSura Mio Flex	2-dels ileostomipose, XXL, vindue, grå	90 mm ring	æske a 30 stk	18387