

PRODUKTDATABLAD

SenSura® Mio Convex Blød 1- dels ileostomipose med vindue

SenSura Mio Convex Blød er en tømbar ileostomipose med en tilpasningsvenlig convexskål med integrerede flexlinjer, som sikrer stabilitet omkring stomien og samtidig er fleksibel. Den elastiske klæber passer til din kroppsfacon, og posen forbliver diskret på grund af tekstilets grå farve, og giver en sikker vedhæftning. Den forbliver desuden også diskret takket være udformningen af filtret og posen.

Den elastiske klæber med den tilpasningsvenlige convexskål er permanent fastgjort ved posen. Ved poseskift skal både pose og klæber derfor fjernes og skiftes.

Convex Blød er til stomier med stomiåbning over hudniveau, der har behov for støtte pga. udfordringer i området omkring stomien. Det unikke cirkelformede filter er påvist til at reducere ballooning.



Indholdsstoffer/materiale:	Kul, Butylgummi, SIS, PIB, resin, gelatine, cellulose, CMC, +D82 Guar gum, polyester, HDPE, EVA, PVdC, PU, PP/PE, Polyamid, PU-EEA
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares vandret under kølige og tørre forhold.
Holdbarhed fra produktionsdato:	36 måneder
Bortskaffelse af vare:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
Bortskaffelse af emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	Må ikke skylles i toilettet

PRODUKTDATABLAD

SenSura® Mio Convex Blød 1- del s ileostomipose med vindue

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0340159	Sensura Mio Convex Blød	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, grå	15-33 mm Ø	Æske a 10 stk.	16601
0340160	Sensura Mio Convex Blød	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, grå	15-33 mm Ø	Æske a 10 stk.	16605
0340161	Sensura Mio Convex Blød	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, grå	10-50 mm Ø	Æske a 10 stk.	16606
0340162	Sensura Mio Convex Blød	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, grå	25 mm Ø	Æske a 10 stk.	16610
0340163	Sensura Mio Convex Blød	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, grå	28 mm Ø	Æske a 10 stk.	16611
0340164	Sensura Mio Convex Blød	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, grå	31 mm Ø	Æske a 10 stk.	16612
0340165	Sensura Mio Convex Blød	1-dels ileostomipose, Maxi, vindue, grå	35 mm Ø	Æske a 10 stk.	16613