

PRODUKTDATABLAD

SenSura® Mio Convex Light 1-dels urostomipose u. vindue

SenSura Mio Convex Light er en urostomipose med en tilpasningsvenlig convexskål med integrerede flexlinjer, som sikrer stabilitet omkring stomien og samtidig er fleksibel. Den elastiske klæber passer til din kropsfacon, og posen forbliver diskret på grund af tekstilets grå farve, og giver en sikker vedhæftning. Den forbliver desuden også diskret takket være udformningen af filtret og posen.

Den elastiske klæber med den tilpasningsvenlige convexskål er permanent fastgjort ved posen. Ved poseskift skal både pose og klæber derfor fjernes og skiftes.

Convex Light er til stomier med stomiåbning i hudniveau, der har behov for skånsom hjælp til at blive skubbet frem eller til stomier i lidt dybtliggende områder, hvor Convex Light kan sikre god vedhæftning.



Indholdsstoffer/materiale:	Butylgummi, SIS, PIB, resin, gelatine, cellulose, CMC, Guar gum, polyester, LLDPE, EVA, PVdC, PE, PP, TPS-SEBS, PU-EEA
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares vandret under kølige og tørre forhold
Holdbarhed fra produktionsdato:	36 måneder
Bortskaffelse af vare:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald
Bortskaffelse af emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	Må ikke skylles i toilettet

PRODUKTDATABLAD

SenSura® Mio Convex Light 1-dels urostomipose u. vindue

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0340189	Sensura Mio Convex Light	1-dels urostomipose, Midi, u. vindue	10-23 mm Ø	Æske a 10 stk.	16821
0340190	Sensura Mio Convex Light	1-dels urostomipose, Midi, u. vindue	15-33 mm Ø	Æske a 10 stk.	16822
0340191	Sensura Mio Convex Light	1-dels urostomipose, Midi, u. vindue	31-43 mm Ø	Æske a 10 stk.	16823
0340192	Sensura Mio Convex Light	1-dels urostomipose, Maxi, u. vindue	10-23 mm Ø	Æske a 10 stk.	16825
0340193	Sensura Mio Convex Light	1-dels urostomipose, Maxi, u. vindue	15-33 mm Ø	Æske a 10 stk.	16826
0340194	Sensura Mio Convex Light	1-dels urostomipose, Maxi, u. vindue	31-43 mm Ø	Æske a 10 stk.	16827
0340195	Sensura Mio Convex Light	1-dels urostomipose, Maxi, u. vindue	18 mm Ø	Æske a 10 stk.	16830
0340196	Sensura Mio Convex Light	1-dels urostomipose, Maxi, u. vindue	21 mm Ø	Æske a 10 stk.	16831
0340197	Sensura Mio Convex Light	1-dels urostomipose, Maxi, u. vindue	25 mm Ø	Æske a 10 stk.	16832
0340198	Sensura Mio Convex Light	1-dels urostomipose, Maxi, u. vindue	28 mm Ø	Æske a 10 stk.	16833
0340199	Sensura Mio Convex Light	1-dels urostomipose, Maxi, u. vindue, klar	10-23 mm Ø	Æske a 10 stk.	16835
0340200	Sensura Mio Convex Light	1-dels urostomipose, Maxi, u. vindue, klar	10-43 mm Ø	Æske a 10 stk.	16837