

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura® Mio Post Op 1-dels, PO udløb, usteril

### SenSura Mio 1-dels Post Op med post-op vindue og blødt post-op udløb.

Kombinerer den unikke SenSura Mio elastiske klæber med en 1-dels Post Op pose med post-op vindue. Post-op vinduet sikrer direkte adgang til inspektion af stomien. Måleskalaen indikerer, hvor meget output der er i posen.

Designet til postoperativ brug. Effektiv tømning gennem et blødt tragtformet udløb, der let kan kobles til alle poser med standard konektor.

Posen har BodyFit Technology®, hvilket giver sikker og komfortabel tilpasning til alle kroppsfaconer. Derudover følger den elastiske klæber også kroppens bevægelser, så man kan bevæge sig frit uden at bekymre sig om lækage.



|  |  |
|--|--|
| <b>Indholdsstoffer/materiale:</b>      | EVA, PVdC, PET, PU, PP, ABS                        |
| <b>PVC/ftalater:</b>                   | Nej/Nej  |
| <b>Latex:</b>                          | Nej  |
| <b>CE klassifikation:</b>              | Klasse I   |
| <b>Steril/metode:</b>                  | Nej  |
| <b>Særlig mærkning:</b>                | -  |
| <b>Opbevaring:</b>                     | Opbevares vandret under kølige og tørre forhold.   |
| <b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b> | 2 år   |
| <b>Bortskaffelse af vare:</b>          | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald |
| <b>Bortskaffelse af emballage:</b>     | Genanvendelse                                      |
| <b>Bemærkninger:</b>                   | -  |

# PRODUKTDATABLAD

SenSura® Mio Post Op 1-dels, PO udløb, usteril

## Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn                | Varebeskrivelse                       | Str.        | Indhold       | Ref. nr. |
|---------|---------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|----------|
| 0358247 | Sensura Mio Post Op | 1-dels, PO udløb, skala, vindue, klar | 10-70 mm Ø  | Æske a 5 stk. | 18690    |
| 0358248 | Sensura Mio Post Op | 1-dels, PO udløb, skala, vindue, klar | 10-100 mm Ø | Æske a 5 stk. | 18691    |