

PRODUKTDATABLAD

SenSura® Mio Concave 1-dels ileostomipose

Sensura Mio Concave 1-dels ileostomipose er specielt designet til brok og buler. Posen har en buet pasform, som sidder tæt til kroppen og passer sikkert på områder, der vender udad.

Klæberen er stjerneformet med rundede hjørner, hvilket betyder, at den kan omslutte bulen uden at klæberen får folder og furer. I midten af klæberen er der en stabilitetsring, som giver støtte til stomien.

Den elastiske klæber er fleksibel og følger kroppens bevægelser. Flexibiliteten sikres af flexzoner i midten og i yderkanten af klæberen.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyolefin, PET fibre
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Opbevaring:	Skal opbevares vandret og bør ikke udsættes for sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	2,5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

PRODUKTDATABLAD

SenSura® Mio Concave 1-dels ileostomipose

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0341014	SenSura Mio Concave	1-dels ileostomipose, neutral grå, mini, m/ vindue	10-40 mm	Æske a 10 stk.	18200
0341015	SenSura Mio Concave	1-dels ileostomipose, neutral grå, midi, m/ vindue	10-40 mm	Æske a 10 stk.	18201
0341016	SenSura Mio Concave	1-dels ileostomipose, neutral grå, maxi, m/ vindue	10-40 mm	Æske a 10 stk.	18202
0341017	SenSura Mio Concave	1-dels ileostomipose, neutral grå, maxi, u/ vindue	10-40 mm	Æske a 10 stk.	18203
0341018	SenSura Mio Concave	1-dels ileostomipose, neutral grå, midi, m/ vindue	10-50 mm	Æske a 10 stk.	18210
0341019	SenSura Mio Concave	1-dels ileostomipose, neutral grå, midi, m/ vindue	25-50 mm	Æske a 10 stk.	18212
0341020	SenSura Mio Concave	1-dels ileostomipose, neutral grå, midi, m/ vindue	30-50 mm	Æske a 10 stk.	18213
0341021	SenSura Mio Concave	1-dels ileostomipose, neutral grå, midi, m/ vindue	35-50 mm	Æske a 10 stk.	18214
0341022	SenSura Mio Concave	1-dels ileostomipose, neutral grå, maxi, m/ vindue	10-50 mm	Æske a 10 stk.	18220
0341023	SenSura Mio Concave	1-dels ileostomipose, neutral grå, maxi, m/ vindue	25-50 mm	Æske a 10 stk.	18221
0341024	SenSura Mio Concave	1-dels ileostomipose, neutral grå, maxi, m/ vindue	30-50 mm	Æske a 10 stk.	18222
0341025	SenSura Mio Concave	1-dels ileostomipose, neutral grå, maxi, m/ vindue	35-50 mm	Æske a 10 stk.	18223
0341026	SenSura Mio Concave	1-dels ileostomipose, neutral grå, maxi, u/ vindue	10-50 mm	Æske a 10 stk.	18224
0341027	SenSura Mio Concave	1-dels ileostomipose, neutral grå, maxi, m/ vindue	10-60 mm	Æske a 10 stk.	18230
0341028	SenSura Mio Concave	1-dels ileostomipose, neutral grå, maxi, m/ vindue	40-60 mm	Æske a 10 stk.	18231
0341029	SenSura Mio Concave	1-dels ileostomipose, neutral grå, maxi, u/ vindue	10-60 mm	Æske a 10 stk.	18232