

PRODUKTDATABLAD

NovaLife TRE 1 convex, 1-dels ileostomipose, beige

NovaLife TRE 1 convex tømbar

NovaLife 1 convex lukket pose med et 6 mm fast indlæg i den ovale plade, som sikrer et fast tryk tæt på stomien.

NovaLife TRE klæberen fra Dansac indeholder en innovativ teknologi, som hjælper til at holde huden naturligt sund. Den er designet til at levere tre niveauer af hudbeskyttelse:

- 1) Klæbeevne: Designet til at give en sikker og fleksibel forsegling, som beskytter huden mod output fra stomien. Samtidig er klæberen let at aftage og skånsom mod huden.
- 2) Absorptionen hjælper med at absorbere fugtigheden og opretholde hudens naturlige balance, uden at den mister intern og ekstern styrke.
- 3) pH balancen hjælper med at håndtere fordøjelsesenzymernes skadende effekt på huden.

Udløbet foldes og lukkes enkelt og nemt og forsvinder under pose materialet, diskret gemt af posens form.

Posen er desuden udstyret med et vindue, som gør det nemt og diskret at inspicere stomien og sikre, at posen er placeret korrekt.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyisobutylen, SIS, PE, polymerfortykkere, pectin, carboxymethyl cellulose, EMA, polyesterfilm med silicone, EVA, PVDC, non-woven polyester stof med flourid-opløsning, PTFE membran, velcro
PVC/ftalater:	Ja/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	Se mærkning på emballage
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/Deponi
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

NovaLife TRE 1 convex, 1-dels ileostomipose, beige

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0381059	NovaLife TRE 1 convex	1-dels ileostomipose, Mini, beige	15-24 mm Ø	Æske a 10 stk.	3041-24
0381063	NovaLife TRE 1 convex	1-dels ileostomipose, Midi, beige	30 mm Ø	Æske a 10 stk.	3041-30
0381062	NovaLife TRE 1 convex	1-dels ileostomipose, Midi, beige	15-37 mm Ø	Æske a 10 stk.	3041-37
0381065	NovaLife TRE 1 convex	1-dels ileostomipose, Maxi, beige	15-59 mm Ø	Æske a 10 stk.	3041-59
0381061	NovaLife TRE 1 convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige	25 mm Ø	Æske a 10 stk.	3045-25
0381060	NovaLife TRE 1 convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige	15-24 mm Ø	Æske a 10 stk.	3045-24
0381064	NovaLife TRE 1 convex	1-dels ileostomipose, Midi, vindue, beige	15-46 mm Ø	Æske a 10 stk.	3041-46