

# PRODUKTDATABLAD

## Flexima® 3S konveks basisplade

Konveks basisplade der kan bruges sammen med Flexima colo-, ileo- og urostomioser.

Basispladen er blomsterformet og fastgøres vha. styret påsætning, hvilket også betyder, at posen kan fastgøres i 3 forskellige positioner.

Har en dybde på 6 mm.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	EVA, PP, SEBS, polyethylenfilm, hydrokolloid, LDPE
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Ingen særlig. Se instruktion vedlagt produktet
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Flexima® 3S konveks basisplade

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0395732	Flexima 3S konveks	Basisplade, 25mm hul, løftbar flange	45 mm ring	Æske a 5 stk.	937425N
0395734	Flexima 3S konveks	Basisplade, 30mm hul, løftbar flange	55 mm ring	Æske a 5 stk.	937530N
0395730	Flexima 3S konveks	basisplade, opklipbar 15-26mm, løftbar flange	45 mm ring	Æske a 5 stk.	937415N
0395733	Flexima 3S konveks	basisplade, opklipbar 15-36mm, løftbar flange	55 mm ring	Æske a 5 stk.	937515N
0395736	Flexima 3S konveks	basisplade, opklipbar 15-46 mm, løftbar flange	65 mm ring	Æske a 5 stk.	937615N