


PRODUKTDATABLAD

Welland UltraFrame kantsikring

UltraFrame er lavet af ultratyndt materiale der med effektiv og øjeblikkelig vedhæftning giver en sikker og diskret forsegling.

- UltraFrame føles som hud og tillader huden at ånde
- Forhindrer at pladens kant løfter sig
- Ideel til al kontakt med vand også badning og svømning
- Der skal kun bruges to stk. UltraFrame for at dække hele pladens kant
- Kan bruges sammen med alle typer stomiplader
- Vejledning i nem påsætning og skånsom aftagning ligger i æsken



Indholdsstoffer/materiale:	Akrylatklæber, polyurethan, papir, PET, polypropylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Opbevares i rene og tørre omgivelser. Holdes væk fra varme og lys
Holdbarhed:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/Genanvendelse
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

1410-0001/01, 16.10.2017

PRODUKTDATABLAD

Welland UltraFrame kantsikring

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0361834	Welland UltraFrame	Kantsikring, ultratynd, halvcirke	35 x 160 mm	Æske a 20 stk.	XUFWAFH33

1410-0001/01, 16.10.2017