

PRODUKTDATABLAD

Vitrex Flex 3 engangsfingerprikker

Vitrex Flex 3 engangsfingerprikker anvendes til hudpunktur i forbindelse med indsamling af mikroprøver af kapillært blod.

Har justerbar stikdybde og trigger positionen indikerer før og efter brug. Forudindstillet kontaktaktiveret sikkerhedslancet samt en tri-affaset nål med højhastigheds penetration.

Ergonomisk holder og brugervenligt design. Efter brug trækkes lancetten tilbage i holderen, så man undgår uheld. Har desuden et nemt twist-off låg og er til engangsbrug.



- Længde: 49,0 ± 1,0 mm
- Bredde: 17,0 ± 0,3 mm

Indholdsstoffer/materiale: ABS, rustfrit stål

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja, gamma-steriliseret

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Opbevares tørt og væk fra direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Vitrex Flex 3 engangsfingerprikker

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6412432	Vitrex Flex 3	Engangsfingerprikker med 3 stkd. 1,3-2,3mm, blå	23Gx3/4"	Æske a 100 stk. – Krt. a 1000 stk.	395813
6412435	Vitrex Flex 3	Engangsfingerprikker med 3 stkd. 1,3-2,3mm, gul	26G	Æske a 100 stk. – Krt. a 1000 stk.	396813
6412434	Vitrex Flex 3	Engangsfingerprikker med 3 stkd. 1,3-2,3mm, orange	28g	Æske a 100 stk. – Krt. a 1000 stk.	397813