

PRODUKTDATABLAD

Mylife Unio™ teststrimler

Teststrimlerne til brug sammen med Mylife Unio blodsukkerapparat.

Beholderen med teststrimler er let oplukkelig.

Udløbsdato og opbevaringstemperatur står på emballagen.

Kan måle op til 3048 meter over havets overflade uden at resultatet påvirkes.



Måleområde:	0,6 – 33,3 mmol/l
Kodes/kalibreres:	Automatisk
Måletid:	5 sekunder
Blodmængde:	0,7 µl
Indholdsstoffer/materiale:	NA
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja/IVD class IIb
Steril vare/metode:	Nej
Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:	Ja
Holdbarhed fra produktionen:	24 måneder
Holdbarhed teststrimler efter åbning:	12 måneder
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale regler
Bortskaffelse inder emballage:	Følg lokale regler
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Blodet suges fra:	Siden af teststrimlen
Genopfyldning af teststrimmel:	Nej

PRODUKTDATABLAD

Mylife Unio™ teststrimler

Batchnummer:	Ja
Dansk mærkning på emballagen:	Ja
Dansk brugsanvisning:	Ja
Opbevaring af teststrimler:	+4 °C til +30 °C
Måling skal foretages ved temperatur:	+6 °C til 44 °C
Mulighed for enkelt teststrimmel ud af indpakningen:	Ja
Særlig bemærkning:	Teststrimmel kan anvendes en gang
Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
Teststrimler passer til følgende apparat:	6408140 Unio – My life

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6408141	7101320	Mylife Unio teststrimler	æske a 2*25 stk.

* Henviser til producentens reference nr.