

PRODUKTDATABLAD

Nextemp engangstermometer til rektal/oral måling

Termometer med Celsius skala og tilhørende overtræk.
Kan anvendes oralt eller axillært samt rektalt. Med medfølgende beskyttelseshylster til rektal måling.


Hjælper til at minimere risikoen for krydskontaminering.

Temperaturtagning med NexTemp termometer tager kun 3 minutter. Præcision på målingerne er $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.

Produceret i USA.

Termometret nulstilles automatisk, hvis det udsættes for forhøjede temperaturer f.eks. under fragt eller opbevaring.

Til engangsbrug



Indholdsstoffer/materiale:	Ugiftig plastik
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
Særlig mærkning:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Opbevares i kølige og tørre omgivelser under 30°C
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes eller i henhold til lokalt gælde regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	Fri for kviksølv

PRODUKTDATABLAD

Nextemp engangstermometer til rektal/oral måling

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
7009951	Nextemp	Engangstermometer til rektal/oral måling	Pk. a 50 stk. – Krt. a 40 pk.	2117-20