

PRODUKTDATABLAD

Conveen Fikseringsbånd til urinposer

Conveen elastisk fikseringsbånd til fiksering af urinposer for oppegående, med lukke af burretape og 2 knapper til poseophæng.

Varenr. 0180099 er med knapper og 0180105 er uden knapper.



Indholdsstoffer/materiale: Polyester, Polyamid, Polyethylen

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Genanvendelse

Bemærkninger: -

PRODUKTDATBLAD

Conveen Fikseringsbånd til urinposer

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
0180099	Conveen fikseringsbånd	Elastisk, lukning af burretape, hhv. 64,5x2cm/3,5cm	Sæt a 2 stk. – Æske a 10 sæt	5050/50501
0180105	Conveen fikseringsbånd	Elastisk, lukning af burretape, hhv. 45cm/75cm	Æske a 10 sæt – Krt. a 100 sæt	21380