

PRODUKTDATABLAD

Conveen Security+ urinpose

Conveen Security+ er en serie af urinposer, hvor både pose og slange er fremstillet af Polyethylen frem for PVC. PE er blødere, lettere og mere miljøvenligt.

Tilslutningsslangen er meget fleksibel og knækfri, så man undgår træk på uridomet så der forekommer et helt frit urinflow.

Slangelængden er justerbar for hver 5 cm.

Tømmningsventilen kan nemt betjenes med en hånd, og det er let at se om den er åben eller lukket.

Conveen Security+ urinposen har en blød bagside, som gør den behagelig at have på og tillader huden at ånde.



Indholdsstoffer/materiale:	ABS, Polyester, Polyethylen, Polypropylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed:	Engangsprodukt
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Conveen Security+ urinpose

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0168018	Conveen Security+	Urinpose, 6cm slange, vippeaftap, NW	500 ml	Æske a 10 stk. – Krt. a 10 æsker	21022
0168020	Conveen Security+	Urinpose, 30cm slange, vippeaftap, NW	500 ml	Æske a 10 stk. – Krt. a 10 æsker	5160
0168025	Conveen Security+	Urinpose, 50cm slange, vippeaftap, NW	500 ml	Æske a 10 stk. – Krt. a 10 æsker	5161
0168030	Conveen Security+	Urinpose, 30cm slange, vippeaftap, NW	350 ml	Æske a 10 stk. – Krt. a 10 æsker	5164
0168032	Conveen Security+	Urinpose, 50 cm slange, vippeaftap, NW	350 ml	Æske a 10 stk. – Krt. a 10 æsker	5165
0168040	Conveen Security+	Urinpose, 30cm slange, vippeaftap, NW	750 ml	Æske a 10 stk. – Krt. a 10 æsker	5166
0168042	Conveen Security+	Urinpose, 50cm slange, vippeaftap, NW	750 ml	Æske a 10 stk. – Krt. a 10 æsker	5167