

PRODUKTDATABLAD

Conveen Contour – flerkammerbenpose m. vippeaftap. 45 cm og 800 ml

Conveen Contour, flerkammerbenpose

Conveen flerkammer urinpose er kvalitetsprodukter, som giver optimal sikkerhed. Posen har en blød non-woven bagside, som gør den behagelig at bære. Urinen fordeler sig i flere kamre. Det betyder, at posen former sig efter benet, bliver mindre synlig og helt lydløs.

Tømningsventilen (vippeaftap) er nem at betjene med én hånd og slangelængden kan tilpasses brugeren.



Indholdsstoffer/materiale: Polyethylene (PE), PP, PVC

PVC/ftalater: Ja/Ja (DEHP)

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt og mellem 5-25 grader Celcius, undgå sollys

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af inderemballage: Genbrug

Bortskaffelse af yderemballage: Genbrug

PRODUKTDATBLAD

Conveen Contour – flerkammerbenpose m. vippeaftap. 45 cm og 800 ml

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Conveen Contour – flerkammerbenpose m. vippeaftap. 45 cm og 800 ml

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
0168010	Conveen Contour	Flerkammerbenpose, 45 cm slange m. vippeaftap m. non-woven bagside, usteril	600 ml	æske a 10 stk.	STK	5170
0168011	Conveen Contour	Flerkammerbenpose, 50 cm slange m. vippeaftap, steril	600 ml	æske a 10 stk.	STK	5171
0168012	Conveen Contour	Flerkammerbenpose, 45 cm slange m. vippeaftap m. non-woven bagside, usteril	800 ml	æske a 10 stk.	STK	5174