

PRODUKTDATABLAD

UNO Foley 2-vejs ballonkateter

Uno ballonkateter, fremstillet af 100% silikone.
Sterilt.

Silikonekatetre har stor indre lumen, der giver hurtig og effektiv drænage.

Ch. 12-18 kan også anvendes til suprapubisk brug.

Liggetid: op til 90 dage.



Indholdsstoffer/materialer:	100% silikone
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIb
Steril vare:	Ja
Opbevaring:	Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og store temperatursvingninger
Holdbarhed:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

PRODUKTDATABLAD

UNO Foley 2-vejs ballonkateter

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0154051	UNO Foley	2-vejs ballonkateter, silikone 40 cm, 10 ml,steril	Ch. 14	Æske a 10 stk.	UM41151410
0154052	UNO Foley	2-vejs ballonkateter, silikone 40 cm, 10 ml,steril	Ch. 16	Æske a 10 stk.	UM41151610
0154053	UNO Foley	2-vejs ballonkateter, silikone 40 cm, 10 ml,steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	UM41151810
0154056	UNO Foley	2-vejs ballonkateter, silikone 40 cm, 10 ml,steril	Ch. 12	Æske a 10 stk.	UM41151210
0154057	UNO Foley	2-vejs ballonkateter, silikone 40 cm, 10 ml,steril	Ch. 12	Æske a 1 stk. – Krt. a 30 æsker	UM41151210S
0154058	UNO Foley	2-vejs ballonkateter, silikone 40 cm, 10 ml,steril	Ch. 14	Æske a 1 stk. – Krt. a 30 æsker	UM41151410S
0154059	UNO Foley	2-vejs ballonkateter, silikone 40 cm, 10 ml,steril	Ch. 16	Æske a 1 stk. – Krt. a 30 æsker	UM41151610S
0154082	UNO Foley	2-vejs ballonkateter, silikone, 40 cm, 10 ml, st.	Ch. 18	Æske a 1 stk. – Krt. a 30 æsker	UM41151810S
0154083	UNO Foley	2-vejs ballonkateter, silikone, 40 cm, 10 ml, st.	Ch. 20	Æske a 10 stk.	UM41152010
0154084	UNO Foley	2-vejs ballonkateter, silikone, 40 cm, 10 ml, st.	Ch. 20	Æske a 1 stk. – Krt. a 30 æsker	UM41152010S
0154085	UNO Foley	2-vejs ballonkateter, silikone, 40 cm, 10 ml, st.	Ch. 22	Æske a 10 stk.	UM41152210
0154086	UNO Foley	2-vejs ballonkateter, silikone, 40 cm, 10 ml, st.	Ch. 22	Æske a 1 stk. – Krt. a 30 æsker	UM41152210S
0154087	UNO Foley	2-vejs ballonkateter, silikone, 40 cm, 10 ml, st.	Ch. 24	Æske a 10 stk.	UM41152410
0154088	UNO Foley	2-vejs ballonkateter, silikone, 40 cm, 10 ml, st.	Ch. 24	Æske a 1 stk. – Krt. a 30 æsker	UM41152410S
0154089	UNO Foley	2-vejs ballonkateter, silikone, 40 cm, 10 ml, st.	Ch. 26	Æske a 10 stk.	UM41152610
0154090	UNO Foley	2-vejs ballonkateter, silikone, 40 cm, 10 ml, st.	Ch. 26	Æske a 1 stk. – Krt. a 30 æsker	UM41152610S