

PRODUKTDATABLAD

Qufora flerkammer benpose, 50 cm slange, krydsventil +4cm, NRV, NW

Qufora benposer flerkammer usterile

Benposen er opdelt med 3 fordelingskamre og har en blød non-woven bagside.

Har en betjeningsvenlig krydsventil og en 4 cm silikoneslange for direkte tilslutning til sengepose/natpose.

Posen har "knaphuller" til fastgørelse af Qufora velcrobånd.

- 50 cm slange, der kan justeres vha. vedlagt ekstra konektor
- Tilbageløbssikring
- Krydsventil, justérbar – vlies
- Singlepack



Indholdsstoffer/materiale: PVC, PP, PE og silikone

PVC/ftalater: Ja / Nej (fri for mærkningspligtige ftalater)

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Tørt mellem 0°C og 35°C. Undgå direkte sollys.

Holdbarhed: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

PRODUKTDATABLAD

Qufora flerkammer benpose, 50 cm slange, krydsventil +4cm, NRV, NW

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. nr.
0163101	Qufora flerkammer urinpose	50 cm just.slange, krydsventil +4cm, NRV, NW	500 ml	Æske a 10 stk. - krt. a 10 æsker	Æske	11121501
0163040	Qufora flerkammer urinpose	50 cm just.slange, krydsventil, +4cm, NRV, NW	750 ml	Æske a 10 stk.	Æske	11321501