

PRODUKTDATABLAD

Qufora benpose enkammer poser med krydsventil

Qufora benpose med krydsventil er en singlepacked enkammer pose med 4 cm silikoneslange for direkte tilslutning til sengepose/natpose. Findes med 3 forskellige slangelængder og i 2 forskellige størrelser hhv. 600 og 800 ml.

Benposen med 10 cm slange har skråt indløb. Er uden non woven bagside, hvilket gør det muligt at placere posen på højre eller venstre ben.

Benposen med 30 cm slange har lige indløb med fast slange og vliesbagside.

Benposen med 50 cm justérbar slange har vliesbagside. Den løse konektor ligger singlepacked sammen med posen.

Alle modeller har non return ventil og "knaphuller" til fastgørelse af velcrobånd.



Indholdsstoffer/materiale: PVC, PP, PE, silikone

PVC/ftalater: Ja / Nej (fri for mærkningspligtige ftalater)

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Opbevaring: Tørt mellem 0°C og 35°C. Undgå direkte sollys.

Holdbarhed: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger:

PRODUKTDATABLAD

Qufora benpose enkammer poser med krydsventil

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|----------|
| 0163001 | Qufora urinpose non-woven | Benpose, 50cm justerbar, krydsaftap. +4cm silikone | 600 ml | Æske a 25 stk. – Krt. a 100 stk. | 11251502 |
| 0163006 | Qufora urinpose non-woven | Benpose 30 cm med krydsventil | 600 ml | Æske a 25 stk. | 11251902 |
| 0163013 | Qufora urinpose non-woven | Benpose, 50cm justerbar, krydsaftap. +4cm silikone | 800 ml | Æske a 25 stk. – Krt. a 100 stk. | 11451502 |
| 0163102 | Qufora | Benpose m/10cm skrå slange, krydsaft. + 4cm silikone | 600 ml | Æske a 25 stk. – Krt. a 4 æsker | 11259802 |