

PRODUKTDATABLAD

Curion Soft flerkammer urinpose, justerbar slange, vippeaftap

Curion Soft flerkammerbenpose

Curion Soft flerkammerpose er en 3-kammer benpose for optimal diskretion. Urinposen er forsynet med en hudvenlig bagside og tilbageløbsventil, der sikrer, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen.

Urinposen er forsynet med en énhåndsbetjent vippeventil med en pil, der visualiserer, hvornår ventilen er åben. Slangen er justerbar.

Urinposen har en + 4cm silikoneslange til påsætning af sengepose. Der medfølger et sæt med 2 fikseringsbånd, et bredt og et tyndt bånd med velcro og knapper.



Indholdsstoffer/materiale: Polypropylen, polyethylen, polyvinylklorid, slange er af silikone

PVC/ftalater: Ja/Nej (Ftalat-Fri)

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Opbevares tørt ved stuetemperatur og beskyttet mod direkte sollys

Holdbarhed: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding

Bemærkninger: Max brugstid er 5-7 dage. Natposer skiftes hver dag

PRODUKTDATABLAD

Curion Soft flerkammer urinpose, justerbar slange, vippeaftap

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0167779	Curion Soft flerkammer	Urinpose, 60cm justerbar slange, +4cm, vippeaftap	500 ml	Æske a 10 stk. – Krt. a 8 æsker	2055K
0167781	Curion Soft flerkammer	Urinpose, 60cm justerbar slange, +4cm, vippeaftap	750 ml	Æske a 10 stk. – Krt. a 8 æsker	2056K