

PRODUKTDATABLAD

LoFric Classic POBE

LoFric Classic POBE, PVC-fri

LoFric (classic) er et lavfriktionskateter, som er anvendelige både på hospitaler og hjemme hos patienten. LoFric kræver rent eller sterilt vand til aktivering af lavfriktionsbelægningen på røret. Fås i størrelser til mænd, kvinder og børn.

- Konnektoren har forskellige farver efter kateterets diameter. Kan monteres på standardurinopsamlingspose eller på forlængerslange.
- Lav friktion og maksimal komfort.
- Glatte kateterhuller.
- Kateterspidsen fås i to forskellige typer: afrundet (Nelaton) og tilspidset (Tiemann).



Indholdsstoffer/materiale: Polyolefine (PO), Polypropylen (PP), polyethylen (PE)

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I-S

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys

Holdbarhed uåbnet: 3,5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af inderemballage: Forbrænding / Genbrug

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

LoFric Classic POBE

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
1062076	LoFric Classic POBE	Børnekateter 30 cm, sterilt	Ch 6	æske á 30 stk – krt a 4 æsker	ÆSKE	4020600
1062078	LoFric Classic POBE	Børnekateter 30 cm, sterilt	Ch 8	æske á 30 stk – krt a 4 æsker	ÆSKE	4020800
1062080	LoFric Classic POBE	Børnekateter 30 cm, sterilt	Ch 10	æske á 30 stk – krt a 4 æsker	ÆSKE	4021000
1062180	LoFric Classic POBE	Kvindekateter 15 cm, sterilt*	Ch 8	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	4040800
1062181	LoFric Classic POBE	Kvindekateter 15 cm, sterilt*	Ch 10	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	4041000
1062182	LoFric Classic POBE	Kvindekateter 15 cm, sterilt	Ch 12	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	4041200
1062183	LoFric Classic POBE	Kvindekateter 15 cm, sterilt	Ch 14	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	4041400
1062150	LoFric Classic POBE	Kvindekateter 20 cm, sterilt*	Ch 8	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	4030800
1062151	LoFric Classic POBE	Kvindekateter 20 cm, sterilt*	Ch 10	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	4031000
1062152	LoFric Classic POBE	Kvindekateter 20 cm, sterilt	Ch 12	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	4031200
1062153	LoFric Classic POBE	Kvindekateter 20 cm, sterilt	Ch 14	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	4031400
1062154	LoFric Classic POBE	Kvindekateter 20 cm, sterilt	Ch 16	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	4031600
1062155	LoFric Classic POBE	Kvindekateter 20 cm, sterilt	Ch 18	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	4031800
1062330	LoFric Classic POBE	Nelatonkateter 40 cm, sterilt	Ch 8	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	4000800
1062332	LoFric Classic POBE	Nelatonkateter 40 cm, sterilt	Ch 10	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	4001000
1062334	LoFric Classic POBE	Nelatonkateter 40 cm, sterilt	Ch 12	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	4001200
1062336	LoFric Classic POBE	Nelatonkateter 40 cm, sterilt	Ch 14	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	4001400
1062338	LoFric Classic POBE	Nelatonkateter 40 cm, sterilt	Ch 16	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	4001600
1062340	LoFric Classic POBE	Nelatonkateter 40 cm, sterilt	Ch 18	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	4001800
1062342	LoFric Classic POBE	Nelatonkateter 40 cm, sterilt	Ch 20	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	4002000
1062344	LoFric Classic POBE	Nelatonkateter 40 cm, sterilt	Ch 22	æske a 30 stk - krt a 4 æsker	ÆSKE	4002200
1062430	LoFric Classic POBE	Tiemannkateter 40 cm, sterilt	Ch 10	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4051000
1062432	LoFric Classic POBE	Tiemannkateter 40 cm, sterilt	Ch 12	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4051200
1062434	LoFric Classic POBE	Tiemannkateter 40 cm, sterilt	Ch 14	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4051400
1062436	LoFric Classic POBE	Tiemannkateter 40 cm, sterilt	Ch 16	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4051600
1062438	LoFric Classic POBE	Tiemannkateter 40 cm, sterilt	Ch 18	Æske á 30 stk.	ÆSKE	4051800

- * disse størrelser kan også anvendes af børn

PRODUKTDATABLAD

LoFric Classic POBE