

PRODUKTDATABLAD

HomeCath éngangskateter

HomeCath éngangskateter

Overfladebehandlet éngangskateter.

HomeCath er lavet af PVC, overfladebehandlingen består af Polyvinylpyrrolidon, der giver katetret hydrofil egenskab.

Når der tilføres vand aktiveres overfladebehandlingen og katetret er klar til brug efter 30 sek.



Indholdsstoffer	PVC, Polyvinylpyrrolidone,
PVC/ftalater	Ja
Latex.	Nej
CE klassifikation:	Klasse I-S
Steril vare.	Ja
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder:	Genbrug
Bortskaffelse yder:	Genbrug
Opbevaring	Ingen særlige opbevarings eller håndteringsanbefalinger
Holdbarhed:	2 år
Miljømærk	Nej
Bemærkninger	Ingen

PRODUKTDATABLAD

HomeCath éngangskateter

Mediq Sortimentsoversigt

Vare nr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgs-enhed	Ref. Nr.
1094326	HomeCath coated	børnekateter 20cm, steril	ch. 6	Æske a 40 stk.	STK	942104
1094323	HomeCath coated	børnekateter 30cm, steril	ch. 6	Æske a 40 stk.	STK	942101
1094324	HomeCath coated	børnekateter 30cm, steril	ch. 8	Æske a 40 stk.	STK	942102
1094325	HomeCath coated	børnekateter 30cm, steril	ch. 10	Æske a 40 stk.	STK	942103
1094310	HomeCath coated	kvindekateter 20cm, steril	ch. 8	Æske a 40 stk.	STK	942030
1094311	HomeCath coated	kvindekateter 20cm, steril	ch. 10	Æske a 40 stk.	STK	942031
1094312	HomeCath coated	kvindekateter 20cm, steril	ch. 12	Æske a 40 stk.	STK	942032
1094313	HomeCath coated	kvindekateter 20cm, steril	ch. 14	Æske a 40 stk.	STK	942033
1094314	HomeCath coated	kvindekateter 20cm, steril	ch. 16	Æske a 40 stk.	STK	942034
1094315	HomeCath coated	Nelatonkateter 40cm, steril	ch. 12	Æske a 40 stk.	STK	942035
1094316	HomeCath coated	Nelatonkateter 40cm, steril	ch. 14	Æske a 40 stk.	STK	942036
1094317	HomeCath coated	Nelatonkateter 40cm, steril	ch. 16	Æske a 40 stk.	STK	942037
1094318	HomeCath coated	Nelatonkateter 40cm, steril	ch. 18	Æske a 40 stk.	STK	942038
1094319	HomeCath coated	Tiemannkateter 40cm, steril	ch. 12	Æske a 40 stk.	STK	942039
1094320	HomeCath coated	Tiemannkateter 40cm, steril	ch. 14	Æske a 40 stk.	STK	942040
1094321	HomeCath coated	Tiemannkateter 40cm, steril	ch. 16	Æske a 40 stk.	STK	942041
1094322	HomeCath coated	Tiemannkateter 40cm, steril	Ch. 18	Æske a 40 stk.	STK	942042