

# PRODUKTDATABLAD

## Curan ucoated engangskateter, DEHP-fri, steril

Curan kateter er et ucoated engangskateter til RIK og SIK. De polerede øjne og den ensartede glatte overflade giver let indføring af kateteret.

Kateterets fasthed sikrer god kontrol under indføring, mens den sikre og handicapvenlige pakning er nem at åbne.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PVC
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/Nej (DEHP-fri)
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I-S
<b>Steril vare:</b>	Ja, EO-steriliseret
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved 5-25 °C. Undgå direkte sollys.
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Curan ucoated engangskateter, DEHP-fri, steril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1094500	Curan	Kvindekateter 15/18 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 8	Æske a 30 stk.	203708
1094501	Curan	Kvindekateter 15/18 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 10	Æske a 30 stk.	203710
1094502	Curan	Kvindekateter 15/18 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 12	Æske a 30 stk.	203712
1094503	Curan	Kvindekateter 15/18 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 14	Æske a 30 stk.	203714
1094504	Curan	Kvindekateter 15/18 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 16	Æske a 30 stk.	203716
1094505	Curan	Nelatonkateter 40 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 8	Æske a 30 stk.	203718
1094230	Curan	Nelatonkateter 40 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 10	Æske a 30 stk.	203720
1094507	Curan	Nelatonkateter 40 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 12	Æske a 30 stk.	203722
1094508	Curan	Nelatonkateter 40 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 14	Æske a 30 stk.	203724
1094509	Curan	Nelatonkateter 40 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 16	Æske a 30 stk.	203726
1094510	Curan	Tiemannkateter 40 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 12	Æske a 30 stk.	203732
1094511	Curan	Tiemannkateter 40 cm, DEHP-fri, steril	Ch. 14	Æske a 30 stk.	203734