

PRODUKTDATABLAD

SpeediCath® PVC-fri kateter med vand, steril

SpeediCath er et PVC-frit og overfladebehandlet kateter, som ligger i en steril saltvandsopløsning, klar til brug. Brugeren er således uafhængig af adgang til rent vand, der normalt er nødvendig for klargøring af traditionelle hydrofile katetre.

Kateteret har afrundede coated kateterhuller, som sikrer mere skånsom kateterisation.

Er pakket i blød folie med en åbningsring, der er nem at åbne selv for personer med nedsat fingermotorik.

Produktet findes til mænd, kvinder/børn. Til mænd er der både med Nelaton og Tiemann spids.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyurethan, polyvinylpyrrolidon
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I-S
Steril vare:	Ja
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	2 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

SpeediCath® PVC-fri kateter med vand, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1059810	SpeediCath, PVC-fri	Nelatonkateter med vand, 40 cm, steril	Ch. 10	Æske a 60 stk.	840377
1059811	SpeediCath, PVC-fri	Nelatonkateter med vand, 40 cm, steril	Ch. 12	Æske a 60 stk.	810385
1059812	SpeediCath, PVC-fri	Nelatonkateter med vand, 40 cm, steril	Ch. 14	Æske a 60 stk.	810386
1059813	SpeediCath, PVC-fri	Nelatonkateter med vand, 40 cm, steril	Ch. 16	Æske a 60 stk.	310387
1059823	SpeediCath, PVC-fri	Nelatonkateter med vand, 40 cm, steril	Ch. 18	Æske a 60 stk.	29418
1059814	SpeediCath, PVC-fri	Tiemannkateter med vand, 40 cm, steril	Ch. 10	Æske a 60 stk.	814202
1059815	SpeediCath, PVC-fri	Tiemannkateter med vand, 40 cm, steril	Ch. 12	Æske a 60 stk.	810383
1059824	SpeediCath, PVC-fri	Tiemannkateter med vand, 40 cm, steril	Ch. 14	Æske a 60 stk.	810384
1059816	SpeediCath, PVC-fri	Kvindekater med vand, 20 cm, steril	Ch. 10	Æske a 60 stk.	810378
1059817	SpeediCath, PVC-fri	Kvindekater med vand, 20 cm, steril	Ch. 12	Æske a 60 stk.	810388
1059818	SpeediCath, PVC-fri	Kvindekater med vand, 20 cm, steril	Ch. 14	Æske a 60 stk.	810389
1059819	SpeediCath, PVC-fri	Kvindekater med vand, 20 cm, steril	Ch. 16	Æske a 60 stk.	814199
1059820	SpeediCath, PVC-fri	Børnekater med vand, 30 cm, steril	Ch. 10	Æske a 60 stk.	814200
1059821	SpeediCath, PVC-fri	Børnekater med vand, 30 cm, steril	Ch. 12	Æske a 60 stk.	814201