


# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch HydroGel FloCath kateter

Rüsch HydroGel FloCath engangskateter er et hydrofilt coated kateter til intermitterende kateterisation med Nelaton, Tiemann og Oliventip.

Øjnene er vertikalt udskåret og rundede for at skåne urinrørets slimhinde. Katetret aktiveres med sterilt vand eller saltvandsopløsning og PVP coating giver en hurtig og homogen hydrering, mens den specielle FloCath coating giver lav friktion.

Produktet er klar til brug efter ca. 30 sekunder og har udvidet tørringstid op til 10-15 minutter, hvilket giver god tid til at udføre kateterisationen. Der efterlades ikke gelrester i urinrør, blære eller på hænderne og kan tilsluttes en urinpose ved tømning.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PVC, PVP coating
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/DEHP fri*
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I-S
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved temperaturer mellem 5-25°C
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	3 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	*Indeholder blødgørere DINP, DOA, DOTP & TOTM

# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch HydroGel FloCath kateter

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1056308	Rüsch HydroGel	FloCath, nelaton, 40 cm	Ch 8	Æske a 30 stk. – Krt. a 8 æsker	851141-000080*
1056310	Rüsch HydroGel	FloCath, nelaton, 40 cm	Ch. 10	Æske a 30 stk. – Krt. a 8 æsker	851141-000100*
1056312	Rüsch HydroGel	FloCath, nelaton, 40 cm	Ch. 12	Æske a 30 stk. – Krt. a 8 æsker	851141-000120*
1056314	Rüsch HydroGel	FloCath, nelaton, 40 cm	Ch. 14	Æske a 30 stk. – Krt. a 8 æsker	851141-000140*
1056316	Rüsch HydroGel	FloCath, nelaton, 40 cm	Ch. 16	Æske a 30 stk. – Krt. a 8 æsker	851141-000160*
1056318	Rüsch HydroGel	FloCath, nelaton, 40 cm	Ch. 18	Æske a 30 stk. – Krt. a 8 æsker	851141-000180*
1056320	Rüsch HydroGel	FloCath, nelaton, 40 cm	Ch. 20	Æske a 30 stk. – Krt. a 8 æsker	851141-000200*
1056410	Rüsch HydroGel	FloCath, Tiemann, 40 cm	Ch. 10	Æske a 30 stk. – Krt. a 8 æsker	851143-000100
1056412	Rüsch HydroGel	FloCath, Tiemann, 40 cm	Ch. 12	Æske a 30 stk. – Krt. a 8 æsker	851143-000120
1056414	Rüsch HydroGel	FloCath, Tiemann, 40 cm	Ch. 14	Æske a 30 stk. – Krt. a 8 æsker	851143-000140
1056416	Rüsch HydroGel	FloCath, Tiemann, 40 cm	Ch. 16	Æske a 30 stk. – Krt. a 8 æsker	851143-000160
1056418	Rüsch HydroGel	FloCath, Tiemann, 40 cm	Ch. 18	Æske a 30 stk. – Krt. a 8 æsker	851143-000180
1056208	Rüsch HydroGel	FloCath, kvinde, 20 cm	Ch. 8	Æske a 30 stk. – Krt. a 8 æsker	851121-000080*
1056210	Rüsch HydroGel	FloCath, kvinde, 20 cm	Ch. 10	Æske a 30 stk. – Krt. a 8 æsker	851121-000100*
1056212	Rüsch HydroGel	FloCath, kvinde, 20 cm	Ch. 12	Æske a 30 stk. – Krt. a 8 æsker	851121-000120*
1056214	Rüsch HydroGel	FloCath, kvinde, 20 cm	Ch. 14	Æske a 30 stk. – Krt. a 8 æsker	851121-000140*
1056216	Rüsch HydroGel	FloCath, kvinde, 20 cm	Ch. 16	Æske a 30 stk. – Krt. a 8 æsker	851121-000160*
1056230	Rüsch HydroGel	FloCath, kvindekateeter, 20 cm, oliventip	Ch. 8	Æske a 30 stk.	851122-000080
1056231	Rüsch HydroGel	FloCath, kvindekateeter, 20 cm, oliventip	Ch. 10	Æske a 30 stk.	851122-000100
1056232	Rüsch HydroGel	FloCath, kvindekateeter, 20 cm, oliventip	Ch. 12	Æske a 30 stk.	851122-000120
1056233	Rüsch HydroGel	FloCath, kvindekateeter, 20 cm, oliventip	Ch. 14	Æske a 30 stk.	851122-000140
1056234	Rüsch HydroGel	FloCath, kvindekateeter, 20 cm,	Ch. 16	Æske a 30 stk.	851122-000160

# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch HydroGel FloCath kateter

		oliventip			
1056240	Rüsch HydroGel	FloCath, kateter 40 cm, oliventip	Ch. 8	Æske a 30 stk.	851142-000080
1056241	Rüsch HydroGel	FloCath, kateter 40 cm, oliventip	Ch. 10	Æske a 30 stk.	851142-000100
1056242	Rüsch HydroGel	FloCath, kateter 40 cm, oliventip	Ch. 12	Æske a 30 stk.	851142-000120
1056243	Rüsch HydroGel	FloCath, kateter 40 cm, oliventip	Ch. 14	Æske a 30 stk.	851142-000140
1056244	Rüsch HydroGel	FloCath, kateter 40 cm, oliventip	Ch. 16	Æske a 30 stk.	851142-000160
1056245	Rüsch HydroGel	FloCath, kateter 40 cm, oliventip	Ch. 18	Æske a 30 stk.	851142-000180
1056256	Rüsch HydroGel	FloCath, kateter, pædiatrisk, 30 cm, steril	Ch. 6	Æske a 30 stk.	851131-6
1056258	Rüsch HydroGel	FloCath, kateter, pædiatrisk, 30 cm	Ch. 8	Æske a 30 stk.	851131-000080
1056260	Rüsch HydroGel	FloCath, kateter, pædiatrisk, 30 cm, steril	Ch. 10	Æske a 30 stk.	851131-10
1056280	Rüsch HydroGel	FloCath, kateter, pædiatrisk, oliventip, 30 cm	Ch. 8	Æske a 30 stk.	851132-000080
1056281	Rüsch HydroGel	FloCath, kateter, pædiatrisk, oliventip, 30 cm	Ch. 8	Æske a 30 stk.	851132-000100