

PRODUKTDATABLAD

Qufora® IrriSedo ballonsystem

Qufora IrriSedo Ballonsystem REGULAR med coated engangsballonkateter er velegnet til at bruge alene, siddende på toilettet, eller med hjælp fra sundhedspersonale.

Systemet består af et selvstændigt rektalt ballonkateter, der fyldes med vand, når katetret er indført i endetarmen. Katetret er coated, og glidemidlet aktiveres med vand umiddelbart før brug.

Betjenes med en regulator, som styrer processen i fire trin. Er velegnet til personer med behov for en større vandmængde og/eller til personer med nedsat førlighed.



Indeholder:

- 1 stk. regulator med pumpe og velcrobånd
- 1 stk. vandpose 1,5 liter
- 2 stk. rektale ballonkatetre

Indholdsstoffer/materiale:	PVC, silikone, hydrofil PVP, ABS, nitril, POM, gummi, PE, PP, HDPE
PVC/ftalater:	Ja/Nej (DEHP-fri. Andre blødgørere anvendt*)
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur. Væk fra direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	Hexamol DINCH, dioctyl isophthalate, TOTM

PRODUKTDATABLAD

Qufora® IrriSedo ballonsystem

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
1161317	Qufora Irrisedo	Rektal ballonsystem basissæt	Pk. a 1 sæt	58101-002