

# PRODUKTDATABLAD

## Conveen uridom, selvklæbende, standard, latex

Conveen selvklæbende uridom, fremstillet af latex.

Anti-kink udløbet har en bred åbning og giver sikker tilslutning til en urinpose.

Applikatoren og udrulningsstrippen sikrer en jævn og sikker påsætning.



**Indholdsstoffer/materiale:** Polyethylen, Polypropylen, Akrylklæber, Latex

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Ja

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring uåbnet:** Tørt og mellem 5-25 grader Celcius,

**Holdbarhed åbnet:** 3 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Genbrug

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

Conveen uridom, selvklæbende, standard, latex

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. Nr.
0215020	Conveen	Uridom, selvklæbende, standard, latex, 3,6 cm klæbeflade	20mm Ø	Æske a 30 stk. – krt. a 6 æsker	5212
0215025	Conveen	Uridom, selvklæbende, standard, latex, 3,6 cm klæbeflade	25mm Ø	Æske a 30 stk. – krt. a 6 æsker	5200
0215030	Conveen	Uridom, selvklæbende, standard, latex, 3,6 cm klæbeflade	30mm Ø	Æske a 30 stk. – krt. a 6 æsker	5205
0215035	Conveen	Uridom, selvklæbende, standard, latex, 3,6 cm klæbeflade	35mm Ø	Æske a 30 stk. – krt. a 6 æsker	5210
0215040	Conveen	Uridom, selvklæbende, standard, latex, 3,6 cm klæbeflade	40mm Ø	Æske a 30 stk. – krt. a 6 æsker	5215