

PRODUKTDATABLAD

Conveen, latex uridom m. klæbestrip

Conveen latex uridom m. klæbestrip

Conveen urinkondom af latex med klæbestrip. Conveen klæbestrip som er fremstillet af det hudvenlige materiale Curagard, klæber på begge sider og er elastisk. Klæbestrippen passer til alle størrelser, og skal ikke afkortes.



Indholdsstoffer/materiale: Polyethylene, polyester, silikoneret papir, klæber

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt og mellem 5-25 grader Celcius,

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 3 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Conveen, latex uridom m. klæbestrip

Mediqs sortimentsoversigt

| Vare. Nr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Salgsenhed | Ref. Nr. |
|-----------|----------------------|----------------------|------|---------------|------------|----------|
| 0216025 | Conveen latex uridom | med klæbestrip /25mm | 25mm | æske a 30 stk | ÆSKE | 5125 |
| 0216030 | Conveen latex uridom | med klæbestrip /30mm | 30mm | æske a 30 stk | ÆSKE | 5130 |
| 0216035 | Conveen latex uridom | med klæbestrip /35mm | 35mm | æske a 30 stk | ÆSKE | 5135 |
| 0216040 | Conveen latex uridom | med klæbestrip /40mm | 40mm | æske a 30 stk | ÆSKE | 5140 |