

# PRODUKTDATABLAD

## Ultraflex Silikone uridom, 100 % Silikone

Ultraflex selvklæbende urinkondom er fremstillet af 100 % silikone, hvilket er meget hudvenligt og eliminerer risikoen for allergiske reaktioner, mindre lugtgener og hudirritation. Uridomet er 8cm med en klæbeflade på ca. 3,8 cm.

Da uridomet har en stærk klæber, bør alle hårene fjernes før brug. Uridomet bør skiftes mindst én gang dagligt med soignering. Huden skal være helt tør inden påsætning

Stort reservoir forhindrer turbulens og tilbageløb, stor afløbsstuds sikrer et hurtigt gennemløb til urinposen. Måleskabelon for korrekt størrelsesvalg kan rekvireres.



**Indholdsstoffer/materiale:** Silikone, klæbestof

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Nej

**Opbevaring:** Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys

**Holdbarhed:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding/Genbrug

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genbrug

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

## Ultraflex Silikone uridom, 100 % Silikone

### Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn                      | Varebeskrivelse                           | Str.   | Indhold        | Ref. Nr. |
|---------|---------------------------|---|--------|----------------|----------|
| 0214125 | UltraFlex Silikone uridom | Standard, selvklæbende, klæbeflade 3,8 cm | 25mm Ø | Æske a 30 stk. | 33301    |
| 0214129 | UltraFlex Silikone uridom | Standard, selvklæbende, klæbeflade 3,8 cm | 29mm Ø | Æske a 30 stk. | 33302    |
| 0214132 | UltraFlex Silikone uridom | Standard, selvklæbende, klæbeflade 3,8 cm | 32mm Ø | Æske a 30 stk. | 33303    |
| 0214136 | UltraFlex Silikone uridom | Standard, selvklæbende, klæbeflade 3,8 cm | 36mm Ø | Æske a 30 stk. | 33304    |
| 0214141 | UltraFlex Silikone uridom | Standard, selvklæbende, klæbeflade 3,8 cm | 41mm Ø | Æske a 30 stk. | 33305    |