

PRODUKTDATABLAD

Spiral T-Safe® CU 380A QL

T-Safe CU 380A Quick Load er en intrauterin spiral, der er optimalt egnet til kvinder, der endnu ikke har født, men kan også anvendes af kvinder med en lille livmoder, der har født flere gange.

T-Safe CU 380A QL har et dobbelt nylontrådssystem og en kobberoverflade på 380 mm². Kobberet har et renhedsniveau på 99,99 %, hvilket betyder, at uønskede allergiske reaktioner kan udelukkes.

Spiralen kan hurtigt klargøres og indsættes ved hjælp af det tilhørende indføringshylster og har lavere risiko for at blive udstødt, da den er formet efter livmoderen.

Den klassiske T-formet spiral er den mest anvendte spiral type i verden og anbefales af WHO. De horisontale arme er belagt med kobber, hvilket giver en glat og jævn overflade.

Det længere indføringsrør gør det nemmere at placere spiralen hos patienter med en længere livmoderkavitet.

- T-Safe CU 380A QL garanterer 10 års prævention
- Tilsætningen af bariumsulfat sikrer, at spiralen kan lokaliseres med røntgen
- Længde: 35,9 mm

Spiralen må kun anvendes i samråd med sundhedsfagligt personale.



Indholdsstoffer/materiale: Polyethylen, kobber og bariumsulfat

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse III

Steril: Ja – ISO steriliseret

Opbevaring: Opbevares tørt og væk fra direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: Se holdbarhedsdato på emballage

Holdbarhed fra indsættelsesdato: 10 år

Bortskaffelse vare: Forbrænding/Genanvendelse

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

PRODUKTDATABLAD

Spiral T-Safe® CU 380A QL

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
0228002	Spiral	T-Safe CU-380A Quick Load, steril		005306