

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Bronchoflex-set

Komponenter:

- Pansret luftrør/indsætningsrør lavet af PVC
- Iltrør af PCV, ca. 110 cm
- Plastik bideblok med fikseringsflange
- Nakkebånd



Produktet er til engangsbrug og bør ikke resteriliseres.

Indholdsstoffer/materiale: Polyvinylchlorid (PVC)

PVC/ftalater: Ja/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: IIa

Steril: Ja

Opbevaring: Tørt og uden for direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år

Bortskaffelse af vare: I overensstemmelse med hospitalets retningslinjer

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/genanvendelse

Bemærkninger: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
00220005	Rüsch	Bronchoflex-set	7,5 mm	Æske a 1 stk	104100-000075