

# PRODUKTDATABLAD

## Urinkelbe med tilbageløbsventil

Gradueret urinkelbe med tilbageløbsventil til mænd, der er fremstillet af et stærkt letvægtsmateriale.

Skruelåget mindsker risikoen for lækage og spild og sikrer samtidigt envejs væskestrøm.

Håndtaget gør håndtering af kolben nemmere – især for brugere med begrænset bevægelse i hænderne. Håndtaget er derudover hult for at lette rengøringen.

Kolben er nem at rengøre.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	HDPE, polypropylen, latex
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Ja
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril vare:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	36 måneder
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding/Deponi
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Urinkelbe med tilbageløbsventil

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. nr.
0250020	Warwick	Urinkelbe med tilbageløbsventil	1000 ml	Krt a 10 sæt	KRT	USP1200