

PRODUKTDATABLAD

Esteem 1-dels ileostomipose

Esteem 1-dels urostomipose med forbedret aftapning. De afrundede former gør det behageligt at bære posen. Posen har indbygget bælteører.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyethene
PVC/ftalater:	
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur 10-30° C. Undgå høj luftfugtighed.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Forbrænding
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

Esteem 1-dels ileostomipose

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0300160	401233	Esteem 1-dels urostomipose, opklipbar 13-45 mm hul, beige	Standart	Æske a 10 stk.
0300170	401232	Esteem 1-dels urostomipose, opklipbar 13-45 mm hul, klar	Standart	Æske a 10 stk.
0300146	401235	Esteem 1-dels urostomipose, opklipbar 13-45 mm hul, beige	Lille	Æske a 10 stk.
0300162	401237	Esteem 1-dels urostomipose, 20 mm hul, beige	Standart	Æske a 10 stk.
0300164	401241	Esteem 1-dels urostomipose, 25 mm hul, beige	Standart	Æske a 10 stk.
0324195	401245	Esteem 1-dels urostomipose, 30 mm hul, beige	Standart	Æske a 10 stk.
0324196	401249	Esteem 1-dels urostomipose, 35 mm hul, beige	Standart	Æske a 10 stk.
0324560	401243	Esteem 1-dels urostomipose, 25 mm hul, beige	Lille	Æske a 10 stk.
0324562	401251	Esteem 1-dels urostomipose, 35 mm hul, beige	Lille	Æske a 10 stk.

* Henviser til producentens reference nr.