

PRODUKTDATABLAD

Natura™ modellerbar basisplade

Natura hudpladen klikkes sammen med posen med et hørbart klik for ekstra sikkerhed. Den modellerbare hudplade giver mulighed for individuel tilpasning uden at skulle klippe i pladen – hullet formes i stedet med fingrene.

Den skånsomme hydrokolloidklæber er tynd og smidig, og hudpladen svulmer op og absorberer fugt fra huden uden at klæbeevnen forringes.



Indholdsstoffer/materiale:	Hydrokolloid pudder, gummi, antioxidant, tackifier resin, mineralolie, PE, PVA, polyester, polystyren
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur. Undgå høj luftfugtighed.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Natura™ modellerbar basisplade

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.	Indhold	Ref. nr.
0300512	Natura Durahesive	Moldable basisplade, 13-22mm	45 mm ring	Æske a 10 stk.	411800
0300514	Natura Durahesive	Moldable basisplade, 22-33mm	45 mm ring	Æske a 10 stk.	411802
0300516	Natura Durahesive	Moldable basisplade, 33-45mm	57 mm ring	Æske a 10 stk.	411804
0300518	Natura Durahesive	Moldable basisplade, 45-56mm	70 mm ring	Æske a 10 stk.	411806
0300525	Natura Durahesive	Moldable basisplade, 13-22mm, løftbar flange	57 mm ring	Æske a 10 stk.	421039
0300526	Natura Durahesive	Moldable basisplade, 22-32mm, løftbar flange	57 mm ring	Æske a 10 stk.	421040
0300527	Natura Durahesive	Moldable basisplade, 33-45mm, løftbar flange	70 mm ring	Æske a 10 stk.	421041
0300466	Natura Stomahesive	Moldable basisplade, 13-22mm	45 mm ring	Æske a 10 stk.	411801
0300468	Natura Stomahesive	Moldable basisplade, 22-33mm	45 mm ring	Æske a 10 stk.	411803
0300470	Natura Stomahesive	Moldable basisplade, 33-45mm	57 mm ring	Æske a 10 stk.	411805
0300472	Natura Stomahesive	Moldable basisplade, 45-56mm	70 mm ring	Æske a 10 stk.	411807
0300530	Natura Stomahesive	Moldable basisplade, 13-22mm, løftbar flange	57 mm ring	Æske a 10 stk.	421033
0300531	Natura Stomahesive	Moldable basisplade, 22-33mm, løftbar flange	57 mm ring	Æske a 10 stk.	421034
0300532	Natura Stomahesive	Moldable basisplade, 33-45mm, løftbar flange	70 mm ring	Æske a 10 stk.	421035