

PRODUKTDATABLAD

Convatec Stomahesive plade

Selvklæbende plade, der påsættes direkte på huden. Beskytter huden mod klæbere og out-put fra stomi.

Er fremstillet af et absorberende materiale, der hjælper til at holde huden tør.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyethylen, polyisobutylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur. Undgå høj luftfugtighed
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Convatec Stomahesive plade

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0322002	ConvaTec	Stomahesive plader	10 cm x 10 cm	Æske a 5 stk.	21713