

PRODUKTDATABLAD

SenSura Click Xpro basisplade

Coloplast Sensura Click Xpro basisplade 2-dels har en oval og flad klæber. Klæberen er et 2-lags system. Det ene lag svulmer op og tætnet omkring stomien, og det andet lag absorberer overskydende fugt fra stomien.

SenSura Click Xpro 2-dels giver ekstra beskyttelse mod aggressivt output, f.eks. ved urostomi eller ileostomi, hvor urin/afføring kan være særligt hudirriterende.



Indholdsstoffer/materiale:	Siliconebelagt film, klæber, PE, EVA
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

SenSura Click Xpro basisplade

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0340926	10016	SenSura Click Xpro basisplade, 20 mm hul, med bælteører	40 mm ring	æske a 5 stk.
0340923	10017	SenSura Click Xpro basisplade, 25 mm hul, med bælteører	40 mm ring	æske a 5 stk.
0340922	10026	SenSura Click Xpro basisplade, 30 mm hul, med bælteører	50 mm ring	æske a 5 stk.
0340925	10027	SenSura Click Xpro basisplade, 35 mm hul, med bælteører	50 mm ring	æske a 5 stk.
0340927	10036	SenSura Click Xpro basisplade, 40 mm hul, med bælteører	60 mm ring	æske a 5 stk.
0340917	10015	SenSura Click Xpro basisplade, opklipbar, 10-35 mm hul, med bælteører	40 mm ring	æske a 5 stk.
0340920	10025	SenSura Click Xpro basisplade, opklipbar, 10-45 mm hul, med bælteører	50 mm ring	æske a 5 stk.
0340919	10035	SenSura Click Xpro basisplade, opklipbar, 10-55 mm hul, med bælteører	60 mm ring	æske a 5 stk.
0340918	10045	SenSura Click Xpro basisplade, opklipbar, 10-65 mm hul, med bælteører	70 mm ring	æske a 5 stk.

* Henviser til producentens reference nr.