

PRODUKTDATABLAD

SenSura Click Xpro Convex Light basisplade

Coloplast Sensura Click Xpro basisplade 2-dels har en oval og konveks klæber.

Klæberen er et 2-lags system. Det ene lag svulmer op og tætnet omkring stomien og det andet lag absorberer overskydende fugt fra stomien.

SenSura Click Xpro 2-dels giver ekstra beskyttelse mod aggressivt output, f.eks. ved urostomi eller ileostomi, hvor urin/afføring kan være særligt hudirriterende.



Indholdsstoffer/materiale:	Siliconebelagt film, klæber, PE
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

SenSura Click Xpro Convex Light basisplade

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. Nr.
0340929	SenSura Click Xpro Convex Light	basisplade, 21 mm hul, med bælteører	40 mm ring	æske a 5 stk.	11016
0340930	SenSura Click Xpro Convex Light	basisplade, 25 mm hul, med bælteører	50 mm ring	æske a 5 stk.	11026
0340931	SenSura Click Xpro Convex Light	basisplade, 28 mm hul, med bælteører	50 mm ring	æske a 5 stk.	11027
0340933	SenSura Click Xpro Convex Light	basisplade, 31 mm hul, med bælteører	50 mm ring	æske a 5 stk.	11028
0340934	SenSura Click Xpro Convex Light	basisplade, 35 mm hul, med bælteører	60 mm ring	æske a 5 stk.	11036
0340924	SenSura Click Xpro Convex Light	basisplade, opklipbar, 15-23 mm hul, med bælteører	40 mm ring	æske a 5 stk.	11015
0340921	SenSura Click Xpro Convex Light	basisplade, opklipbar, 15-33 mm hul, med bælteører	50 mm ring	æske a 5 stk.	11025
0340940	SenSura Click Xpro Convex Light	basisplade, opklipbar, 15-43 mm hul, med bælteører	60 mm ring	æske a 5 stk.	11035
0340941	SenSura Click Xpro Convex Light	basisplade, opklipbar, 15-53 mm hul, med bælteører	70 mm ring	æske a 5 stk.	11045