

PRODUKTDATABLAD

SenSura Mio Flex basisplade

Sikker vedhæftning

Den elastiske klæber passer til individuelle kroppsfaconer og giver en sikker vedhæftning over brok, ar og folder.

Følger kroppens naturlige bevægelser

Den elastiske klæber strækker sig med huden, når mavens form ændrer sig i takt med at kroppen bukkes og strækkes.



Indholdsstoffer/materiale:	Butylgummi, SIS, PIB, resin, gelatine, cellulose, CMC, pectin, PU-EEA/EVA, polyester film
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	18 måneder
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	Bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Må <u>ikke</u> skylles ud i toilettet.

PRODUKTDATABLAD

SenSura Mio Flex basisplade

Mediq's sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0340404	10562	SenSura Mio Flex basisplade, 25 mm hul	50 mm flange	æske a 5 stk.
0340405	10563	SenSura Mio Flex basisplade, 30 mm hul	50 mm flange	æske a 5 stk.
0340406	10564	SenSura Mio Flex basisplade, 35 mm hul	50 mm flange	æske a 5 stk.
0340407	10565	SenSura Mio Flex basisplade, 40 mm hul	50 mm flange	æske a 5 stk.
0340409	10572	SenSura Mio Flex basisplade, 45 mm hul	70 mm flange	æske a 5 stk.
0340410	10573	SenSura Mio Flex basisplade, 50 mm hul	70 mm flange	æske a 5 stk.
0340402	10551	SenSura Mio Flex basisplade, opklipbar, 10-33 mm hul	35 mm flange	æske a 5 stk.
0340403	10561	SenSura Mio Flex basisplade, opklipbar, 10-48 mm hul	50 mm flange	æske a 5 stk.
0340408	10571	SenSura Mio Flex basisplade, opklipbar, 10-68 mm hul	70 mm flange	æske a 5 stk.

* Henviser til producentens reference nr.