

PRODUKTDATABLAD

SenSura Flex Convex Light basisplade

Oval basisplade med konveks light.
Klæberen er i absorberende materiale,
hvilket hjælper til, at pladen ikke løsnes så
let pga. out-put.



Indholdsstoffer/materiale:	Siliconized film, klæber, PE
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

SenSura Flex Convex Light basisplade

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0340821	11312	SenSura Flex Convex Light basisplade, 21 mm hul, med bælteører	35 mm flange	æske a 5 stk.
0340823	11313	SenSura Flex Convex Light basisplade, 25 mm hul, med bælteører	50 mm flange	æske a 5 stk.
0340824	11314	SenSura Flex Convex Light basisplade, 28 mm hul, med bælteører	50 mm flange	æske a 5 stk.
0340825	11315	SenSura Flex Convex Light basisplade, 31 mm hul, med bælteører	50 mm flange	æske a 5 stk.
0340826	11316	SenSura Flex Convex Light basisplade, 35 mm hul, med bælteører	50 mm flange	æske a 5 stk.
0340827	11317	SenSura Flex Convex Light basisplade, 38 mm hul, med bælteører	50 mm flange	æske a 5 stk.
0340828	11318	SenSura Flex Convex Light basisplade, 41 mm hul, med bælteører	50 mm flange	æske a 5 stk.
0340820	11301	SenSura Flex Convex Light basisplade, opklipbar, 15-33 mm hul, med bælteører	35 mm flange	æske a 5 stk.
0340822	11302	SenSura Flex Convex Light basisplade, opklipbar, 10-33 mm hul, med bælteører	50 mm flange	æske a 5 stk.
0340829	11303	SenSura Flex Convex Light basisplade, opklipbar, 10-43 mm hul, med bælteører	50 mm flange	æske a 5 stk.
0340830	11307	SenSura Flex Convex Light basisplade, opklipbar, 15-56 mm hul, med bælteører	70 mm flange	æske a 5 stk.

* Henviser til producentens reference nr.