

PRODUKTDATABLAD

SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose

Neutralt gråt tekstil

Det neutrale grå tekstil er designet til at være diskret under tøj – selv under hvidt tøj.

Cirkel filter

Det unikke for-filter reducerer tilstopning og sikrer længere beskyttelse mod ballooning.

Inspektionsvindue

Et inspektionsvindue på forsiden af posen gør påsætning og kontrol af stomien enkel.

Kommer med en ny Click Kobling

Den nye Click kobling har en unik låsering designet til at give tryghed og følelsen af sikkerhed.



Indholdsstoffer/materiale:	EVA, PVdC, PU, PP/PE, POE, ABS, Polyamid
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	18 måneder
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0340339	11231	SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose, grå, med cirkelfilter og vindue	Midi 40 mm ring	Æske a 30 stk.
0340340	11232	SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose, grå, med cirkelfilter og vindue	Maxi 40 mm ring	Æske a 30 stk.
0340341	11241	SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose, grå, med cirkelfilter og vindue	Mini 50 mm ring	Æske a 30 stk.
0340342	11242	SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose, grå, med cirkelfilter og vindue	Midi 50 mm ring	Æske a 30 stk.
0340343	11243	SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose, grå, med cirkelfilter og vindue	Maxi 50 mm ring	Æske a 30 stk.
0340344	11251	SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose, grå, med cirkelfilter og vindue	Midi 60 mm ring	Æske a 30 stk.
0340345	11252	SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose, grå, med cirkelfilter og vindue	Maxi 60 mm ring	Æske a 30 stk.
0340346	11261	SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose, grå, med cirkelfilter og vindue	Maxi 70 mm ring	Æske a 30 stk.
0340347	11233	SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose, klar, med cirkelfilter og vindue	Maxi 40 mm ring	Æske a 30 stk.
0340348	11244	SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose, klar, med cirkelfilter og vindue	Maxi 50 mm ring	Æske a 30 stk.
0340349	11253	SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose, klar, med cirkelfilter og vindue	Maxi 60 mm ring	Æske a 30 stk.
0340350	11262	SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose, klar, med cirkelfilter og vindue	Maxi 70 mm ring	Æske a 30 stk.
0340351	11234	SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose, grå, med cirkelfilter og uden vindue	Maxi 40 mm ring	Æske a 30 stk.
0340352	11245	SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose, grå, med cirkelfilter og uden vindue	Maxi 50 mm ring	Æske a 30 stk.
0340353	11254	SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose, grå, med cirkelfilter og uden vindue	Maxi 60 mm ring	Æske a 30 stk.
0340354	11263	SenSura Mio Click 2-dels ileostomipose, grå, med cirkelfilter og uden vindue	Maxi 70 mm ring	Æske a 30 stk.

* Henviser til producentens reference nr.