

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura Mio Click 2-dels urostomipose

2-dels urostomipose i neutralt gråt tekstil, som er designet til at være diskret under tøj – selv under hvidt tøj.

SenSura Mio Click er baseret på BodyFit teknologi og med den elastiske klæber kan posen tilpasse sig individuelle kroppsfaconer. Giver dermed også en sikker hæftning over brok, ar og folder.

Den nye Click kobling har en unik låsering designet til at give tryk og følelsen af sikkerhed.

Posen er inddelt i flere kamre, hvilket gør at urinen fordeles jævnt i posen, hvorved skvulpelyde mindskes.



Kan kobles på alle SenSura Mio Click plader.

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	EVA, PVdC, PE, PP, TPS-SEBS, POE, ABS
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril/metode:</b>	Nej
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	36 måneder
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATBLAD

## SenSura Mio Click 2-dels urostomipose

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0340355	SenSura Mio Click	2-dels urostomipose, Maxi, flerkammer, grå	40 mm ring	Æske a 30 stk.	11491
0340356	SenSura Mio Click	2-dels urostomipose, Midi, flerkammer, grå	50 mm ring	Æske a 30 stk.	11496
0340357	SenSura Mio Click	2-dels urostomipose, Maxi, flerkammer, grå	50 mm ring	Æske a 30 stk.	11497
0340419	SenSura Mio Click	2-dels urostomipose, Maxi, flerkammer, grå	60 mm ring	Æske a 30 stk.	11499
0340358	SenSura Mio Click	2-dels urostomipose, Maxi, flerkammer, klar	40 mm ring	Æske a 30 stk.	11492
0340359	SenSura Mio Click	2-dels urostomipose, Maxi, flerkammer, klar	50 mm ring	Æske a 30 stk.	11498
0340420	SenSura Mio Click	2-dels urostomipose, Maxi, flerkammer, klar	60 mm ring	Æske a 30 stk.	11500