

PRODUKTDATABLAD

Assura 2-dels urostomipose

Assura urostomipose har indbygget tilbageløbsventil, som forhindrer at urinen løber tilbage til stomien. Derved mindskes risikoen for urinvejsinfektion og hudirritation.

Udløbsventilen er nem at betjene.
Alle har en blød side ind mod huden.



Indholdsstoffer/materiale:	Pigment white 6, epoxyderet sojabønneolie, PVDC, EVA, CPE, ABS, PET, PE, SEBS, EVA/PE-copolymer
PVC/ftalater:	DEHP
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Assura 2-dels urostomipose

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0358470	1754	Assura 2-dels urostomipose, beige.	Maxi 40 mm ring	Æske a 20 stk.
0358472	1755	Assura 2-dels urostomipose, beige.	Maxi 50 mm ring	Æske a 20 stk.
0358474	1756	Assura 2-dels urostomipose, beige.	Maxi 60 mm ring	Æske a 20 stk.
0358480	1751	Assura 2-dels urostomipose, klar.	Midi 40 mm ring	Æske a 20 stk.
0358484	1757	Assura 2-dels urostomipose, klar.	Maxi 40 mm ring	Æske a 20 stk.
0358482	1752	Assura 2-dels urostomipose, klar.	Midi 50 mm ring	Æske a 20 stk.
0358486	1758	Assura 2-dels urostomipose, klar.	Maxi 50 mm ring	Æske a 20 stk.
0358488	1759	Assura 2-dels urostomipose, klar.	Maxi 60 mm ring	Æske a 20 stk.

* Henviser til producentens reference nr.